

**This product may be purchased from Connevens Limited secure online store  
at [www.DeafEquipment.co.uk](http://www.DeafEquipment.co.uk)**



**DeafEquipment.co.uk**

Solutions to improve the quality of life



## KEY FUNCTIONS:

	Selects Vibrating Alarm		Snooze Alarm
	Disable Alarm		Lock (disables all "Set" buttons)
	Selects Audible Alarm		Set Time
	Stop Alarm + Illuminate Display		Set Alarm

## 1. TO SET TIME

Slide SET switch to "⌚". Press HOUR/MINUTE to actual time. If your **shake awake** has an AM/PM display, "PM" indicator will appear when afternoon hours are in effect. After setting slide switch to "🔒" (LOCK).

## 2. TO SET ALARM

Slide SET switch to "🔔" (AL) appears on display. Press HOUR/MINUTE continuously until desired alarm time appears. After setting slide switch to "🔒" (LOCK).

## 3. TO ACTIVATE ALARM

Choose VIBRATING "🔊" or AUDIBLE "🔊" alarm. "🔊" will appear on display. When alarm activates slide ALARM switch to "🔔" to disable alarm or press "🔔" to stop alarm. ("🔊" will still appear and alarm will repeat every 24 hours.)

## 4. TO ACTIVATE ALARM WITH SNOOZE FUNCTION (ZZZ)

Slide SET switch to "🔔". Press HOUR/MINUTE continuously until desired alarm time appears. Slide SET switch to "ZZZ" position. (ZZ) will appear on display. Choose VIBRATING "🔊" or AUDIBLE alarm "🔊". When SNOOZE alarm activates press "🔔" to stop. "ZZ" will flash continuously and alarm will repeat every 8 minutes. To disable SNOOZE alarm return SET switch to "🔒" position. (ZZ) will disappear from display.

(Note: To have SNOOZE alarm repeat every 8 minutes you must disable alarm within 1 minute from start. Flashing (ZZ) on the display indicates SNOOZE alarm is still activated.)

## REMINDER:

**shake awake** requires 1 AAA (included) and 2 x AA (not included) batteries. Replace AA batteries when vibrating motor becomes weak. When display becomes dim replace AAA battery.

NOTE: Jack on the right side is an auxiliary output jack for an optional **shake awake** strobe light.

## Réveil de voyage vibrant / *shake awake*® Mode d'emploi

### Fonctions des commutateurs

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Réveil par vibreur                               |  | Répétition de l'alarme                                     |
|  | Arrêt de l'alarme                                |  | Empêche le dérèglement de l'heure du réveil et de l'alarme |
|  | Réveil par ronfleur                              |  | Réglage de l'heure   |
|  | Arrêt de l'alarme et de l'illumination du cadran |  | Réglage de l'heure de l'alarme                             |

### 1. Réglage de l'heure

- \* Mettre le commutateur droit en position . Appuyer sur les touches Hour/Minute pour régler l'heure.
- \* Puis mettre le commutateur droit en position pour empêcher tout dérèglement.

### 2. Réglage de l'alarme

- \* Mettre le commutateur droit en position . Appuyer sur les touches Hour/Minute pour sélectionner l'heure souhaitée.
- \* Puis mettre le commutateur droit en position .

### 3. Mise en route de l'alarme

- \* Réveil par vibreur ou ronfleur :
  - par vibreur : mettre le commutateur gauche en position
  - par ronfleur : mettre le commutateur en position . L'indication s'affichera.
  - \* Pour arrêter l'alarme, mettre le commutateur gauche en position ou appuyer sur la touche .
- En appuyant sur la touche , l'affichage reste et l'alarme se remettra automatiquement en marche 24 heures plus tard.

### 4. Réglage de la fonction temporisation

- \* Régler l'alarme (voir position 2).
- \* Mettre le commutateur droit en position . L'indication s'affichera.
- \* Choisir à l'aide du commutateur gauche le réveil par vibreur ou ronfleur : pour le vibreur et pour le ronfleur.
- \* Appuyer sur la touche pour arrêter l'alarme. L'indication clignote et l'alarme se remettra en marche dans 8 minutes. (Afin que la temporisation fonctionne correctement, il faut appuyer sur la touche dans un laps de temps d'une minute.)
- \* Pour arrêter la temporisation, mettre le commutateur droit en position .

### Remarque

Lors de son acquisition le réveil est livré avec 2 piles LR6 AA Mignon 1.5 volts pour le vibreur et 1 pile LR03 AAA Micro 1.5 volts pour l'affichage de l'heure.

Si le vibreur, le ronfleur ou l'affichage lumineux devient plus faible, remplacer les 2 piles Mignon. Lors d'un affichage de l'heure plus faible, remplacer la pile Micro.

NOTE: La prise sur le côté est une prise supplémentaire pour un vibreur *shake awake*® optionnel ou une lumière stroboscopique.